

## Резак для зерна

- Принципиально простая конструкция позволяет быстро и качественно работать даже новичку.
- Резак выполнен из нержавеющей стали, что повышает его надежность упрощает его очистку.
- Большая наполняемость рабочего поля и сменные лезвия обеспечивают долговечность и надежность оборудования.
- Минимальный уход
- Простая смазка.

Официальный торговый партнер компании **Pneumac Hadleigh Ltd** на территории РФ

**ООО ЭкоИнструмент**

119049, г. Москва,  
Ленинский проспект д.6  
тел/факс: (095) 745-2290, 745-2291  
237-6580, 237-3180  
e-mail: [mail@ecoinstrument.ru](mailto:mail@ecoinstrument.ru)  
[www.ecoinstrument.ru](http://www.ecoinstrument.ru)



Резак для зерна Рнеумас был специально разработан для надежного и точного разделения зерен ячменя или пшеницы для дальнейшего использования полученного зернового продукта в тестах на жизнеспособность.

Резак выполнен из нержавеющей стали, что придает ему предельную износоустойчивость и простоту очистки. Простой дизайн позволяет работать с резаком даже новичку, причем как в лабораторных условиях, так и в полевых. Разрезанные зерна отделяются друг от друга и затем собираются в небольших желобках, находящихся внутри резака, что гарантирует минимальные потери зерна.

Несколько простых решений по дизайну были объединены в одном приборе, в результате Вы получаете надежный и функциональный инструмент, работа и сервис которого предельно просты и понятны на интуитивном уровне. Резак был неоднократно проверен в различных странах множеством специалистов и доказал свою надежность и функциональность.

